

**ELECTRO FAT REDUCER****CONDUCTIVE GEL****ČEŠTINA**

Návod k použití:

Aplikujte vodivý gel na oblast, na které chcete s Gymform® Electro Fat Reducer pracovat.

Po sezení odstraňte zbytky vodivého gelu z hlavy přístroje a pokožky trochou vody. Dobře osušte. Pro vnější použití.

**SLOŽENÍ:** Aqua (voda), Propylene Glycol, Methylsilanol Carboxymethyl Theophylline Alginate, Triethanolamine, Carbomer, Butylene Glycol, Sodium Benzoate.

Viz návod uvnitř krabičky.

200 ml 7 Fl. Oz.

Distribučováno v:

Industex S.L.

Av.P.Catalanes 34, 8<sup>a</sup> planta  
08950 Esplugas de Llobregat  
Barcelona, Spain

Vyrobeno ve Španělsku

